

Số: **1512** /SYT-KH

Quảng Ngãi, ngày **24** tháng 9 năm 2014

V/v thông tin an toàn  
trong sử dụng sản phẩm  
trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 6154/BYT-TB-CT ngày 06/9/2014 của Bộ Y tế về việc thông tin an toàn trong sử dụng sản phẩm trang thiết bị y tế;

Sở Y tế thông báo đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông tin an toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế của Công ty TNHH Draeger Medical Việt Nam như sau:

1. Hãng Draeger Medical GmbH / Đức đã ghi nhận một số ít trường hợp lỗi chốt hãm cạnh bên giường sưởi của các sản phẩm Babytherm 8000WB, Babytherm 8004 và Babytherm 8010 theo thông tin phản hồi của khách hàng trên thế giới.


2. Công ty TNHH Draeger Medical Việt Nam sẽ hỗ trợ kiểm tra máy và thay thế linh kiện miễn phí tại các bệnh viện và cơ sở y tế bị ảnh hưởng theo tiêu chuẩn an toàn của hãng, chương trình hỗ trợ thay thế linh kiện miễn phí được thực hiện từ ngày 01/9/2014 đến hết ngày 31/3/2015.

Nhận được công văn này, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chỉ đạo, rà soát và chủ động liên hệ với Công ty TNHH Draeger Medical Việt Nam (Địa chỉ liên hệ: Lầu 6, 194 Golden Buiding, 473 Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TPHCM - Điện thoại: 08-62583687; 08-62583688) để được khắc phục, đảm bảo an toàn sử dụng sản phẩm nêu trên (nếu có) tại đơn vị ./.

**Nơi nhận:** *(Nên)*

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- CVP Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTH(ncn07).

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tân Đức